

# Sterile SatPax<sup>®</sup> 1000 Presaturated

## **COMPOSICIÓN Y ATRIBUTOS**

- Celulosa / Poliéster (no tejido) y presaturado con el alcohol isopropilico al 70%
- Irradiación Gamma y esterilidad validada a un nivel del aseguramiento de esterilidad de  $10^{-6}$  de acuerdo con el ANSI/AAMI/ISO American National Standards and European Standards EN1174 y la EN552.
- Doblado en "C", Humedad constante en todo el empaque.
- Con sistema de resello en la etiqueta para tomarlos individualmente, previniendo la evaporación.
- Su empaque plano permite un almacenaje fácil y reducen el posible derrame.
- Certificado de esterilidad en cada lote, con consulta disponible por Internet de: número de lote, Fecha de la fabricación y cantidad de la irradiación.
- Ideal en áreas estériles, donde la exclusión microbiana es requerida.

## **USOS**

- Para la limpieza del equipo exterior.
- Para limpiar y preparar la cristalería y los frascos.
- Limpieza en general.

## **ESTADISTICAS BASE (DATOS PROMEDIO)**

Peso (g/m <sup>2</sup> )	54.9
Espesor (µm)	211
Fibras (/cm <sup>2</sup> )	190
Partículas (0,5µm) (tension biaxial) (x10 <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> )	21
Absorvencia (cc/m <sup>2</sup> )	NA
Absorvencia especifica (cc/g)	NA
Tiempo para absorción (seg)	NA

Removibles:	
H <sub>2</sub> O (%)	0.070
2-Propanol (%)	0.043
Ions (ppm):	
Na <sup>+</sup>	NA
K <sup>+</sup>	NA
Ca <sup>++</sup>	NA
Mg <sup>++</sup>	NA

## **PRESENTACIONES**

Catalogo	Tamaño	Cantidad
SSP1000.001.24	9x9	Paquete c/30 piezas