

Sterile SatPax[®] 1200 Presaturated

COMPOSICIÓN Y ATRIBUTOS

- 100% poliéster tejido, lavado en cuarto limpio clase ISO clase 4/ clase 10, antes de esterilizarlo.
- Pre-Saturado con 70% de grado alcohol isopropílico; Dos niveles de la saturación disponibles
- Irradiación Gamma y esterilidad validada a un nivel del aseguramiento de esterilidad de 10⁻⁶ de acuerdo con el ANSI/AAMI/ISO American National Standards and European Standards EN1174 y la EN552.
- Doblado en forma de J y humedecido en sus respectivos volumen, asegurando una continua limpieza.
- Con un sistema de resello de la etiqueta del empaque, evitando que el solvente se evapore
- El empaque plano permiten un fácil almacenaje, reduciendo el posible derramamiento.
- Certificado de esterilidad en cada lote, con consulta disponible por Internet de: número de lote, Fecha de la fabricación y cantidad de la irradiación.
- Ideal para ambientes y áreas asépticas.

USOS

- Limpieza de equipo exterior en áreas de producción.
- Para limpiar y preparar la cristalería y frascos.
- Limpieza en general de superficies en áreas asépticas críticas.

ESTADÍSTICAS BASE (DATOS PROMEDIO)

Peso (g/m ²)	148
Espesor (µm)	492
Fibras (/cm ²)	0.76
Partículas (0,5µm) (tension biaxial) (x10 ³ /cm ²)	1.5
Absorvencia (cc/m ²)	n/a
Absorvencia específica (cc/g)	n/a
Tiempo para absorción (seg)	n/a

Removibles:	
H ₂ O (%)	0.019
2-Propanol (%)	0.055
Ions (ppm):	
Na ⁺	n/a
K ⁺	n/a
Ca ⁺⁺	n/a
Mg ⁺⁺	n/a

PRESENTACIONES

Catalogo	Tamaño	Cantidad
SSP1200.001.12 70/30	9x9	Paquete c/30 piezas
SSP1200.003.12 9/91	9x9	Paquete c/30 piezas